



CLIC[®]
eyewear
Magnetic Front Connection



キリッとシャープなスクエアシェイプ。
ピアス状の飾りパーツでファッション性UP。

クリック カリーナ

CLIC® carina

度数 **+1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50**

ピアス (飾りパーツ: 真鍮 (メッキ) 石: キュービックジルコニア 留め具: フェイクパール)



※フレーム1本に「ゴールド」「シルバー」二つのパーツがセットになっているので、ご自身でパーツの付け替えが可能です。



A-1
マットボルドー



A-2
マットパープル



A-3
マットピンク




A-4
マットブルー



A-5
マットブラウン



フレーム	中国製(ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石)
レンズ	中国製 単焦点レンズ(アクリル、ハードコート付き)
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm
	奥行き 200mm(通常時) +20mm
	レンズ 横 49mm×縦 27mm(内寸)
	鼻幅 21mm
重量	26g(+1.50時)



太めのポストン風フォルム。

遠くと近くを見る事が可能な「遠近両用レンズ」を使用。

クリック エグゼ ヴィンテージ

CLIC® EXE Vintage

度数 0.00/+1.50 0.00/+2.00 0.00/+2.50

カジュアル 丸型 サイズ調整 つや有り つや無し カラバリ



フレーム	中国製 (ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石)
レンズ	日本製 (二重焦点レンズ ポリカーボネート 凸面：ハードコート 凹面：ブルーライトカット反射防止 (AR) コート 可視光線透過率：92% 紫外線透過率：0.1%以下 青色光線透過率：75%)
組み立て	日本製 (レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム 横幅 140mm
	奥行き 200mm (通常時) +20mm
	レンズ 横 45mm×縦 37mm (内寸)
	鼻幅 25mm
重量	27g (+1.50 時)



B-1
ボルドー




B-2
レモンライム



B-3
エメラルドグリーン



B-4
クリアグレー



境目がある遠近両用レンズ



●遠くを見る時
ごく普通に遠用部を通して
ご覧下さい。(度なし)

●近くを見る時
視線を少し下げ、近用部を
通してご覧下さい。(度付)




B-5
ライトトートイス



B-6
トートイスクリアー

眼鏡の半分から下は文字が拡大されます。



ソフトなストレートテンブルは、
こめかみへのあたりを軽減。
遠くと近くを見る事が可能な
「遠近両用レンズ」を使用。

クリック エグゼ チューブ

CLIC EXE
T·U·B·E

度数 **0.00/+1.50** **0.00/+2.00** **0.00/+2.50**

境目がある遠近両用レンズ




テンブル部をスライドし、長さの調整が可能です。



スタイリッシュ スクエア サイズ調整 ソフト素材 つや有り つや無し

Stylish Square Adjustable Soft Shiny Matte

フレーム	中国製 (ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石、エラストマー)
レンズ	日本製 (二重焦点レンズ ポリカーボネート 凸面：ハードコート 凹面：ブルーライトカット反射防止 (AR) コート 可視光線透過率：92% 紫外線透過率：0.1%以下 青色光線透過率：75%)
組み立て	日本製 (レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム 横幅 142mm
	奥行き 185mm (通常時) +130mm
	レンズ 横 55mm×縦 30mm (内寸)
	鼻幅 17mm
重量	26g (+1.50時)



度数簡易検査表

■ 度数簡易検査表

・ご自身の老眼度数が不明な場合は右記の表をご使用ください。

■ 測定方法

・度数簡易検査表の左の文章を35cm程度離して裸眼で見てください。
・見えにくい、見えない文字行の**右の度数**がご自身の度数目安となります。

■ ご注意

・老眼度数には、左右差・個人差があります。
・上記の方法でご自身の度数がわからない、不明な場合は、お近くの眼科・眼鏡店様にてご確認をお願い致します。

■ 製造販売元

株式会社オーケー光学
〒262-0003 千葉県千葉市花見川区宇形台町 1504-9
TEL: 043-215-0830 E-mail: ohkei@ohkei.co.jp
(2021.11版)

この老眼鏡は

+3.50

高品質なフレームと

+3.00

レンズを使用しており、

+2.50

デザインは最高の掛け心地と

+2.00

フィット感が得られる
スタイリッシュなシニアグラスです。

+1.50