



cliC[®]
eyewear

OHKEI optical



Pan^o
cliC

NEW
SERIES

クリック パントス

度数 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00

知的で洗練された、柔らかい印象を与える
細めのボストンモデル。



PS-5 パープルデミ/ブラック(PDB)



PS-1 クリアー/ブルーデミ(CBD)



PS-2 マットレッド/ブラックデミ(RBD)



PS-3 ブロンド/ブロンドデミ(BBD)



PS-4 オリーブ/マットクリアー(OMC)



フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+ 1.50、+ 2.00、+ 2.50、+ 3.00
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 143mm、奥行き 208mm(通常時)+20mm、レンズ横 46mm×縦40mm(内寸)、鼻幅 22mm
重量	30g (+1.50時)



METRO^o
cliC
FLEX

クリック メトロ

度数 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00

耳掛け部の角度や幅の
調整が可能なフレックスモデル。



MT-3 イエローデミ(MTYD)



MT-1 ブラウン(MTBR)



MT-2 クリアーデミ(MTCD)



MT-4 インサイドレッド(MTIR)

フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、チタン合金、エラストマー、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+1.50、+ 2.00、+ 2.50、+ 3.00
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 150mm、奥行き 205mm(通常時)+15mm、レンズ横 43mm×縦35mm(内寸)、鼻幅 23mm
重量	33g (+1.50時)



⑩ ブロンドデミ(BD)



⑪ ボルドー(WR)



⑫ レモンライム(LM)



⑬ ピーチ(PH)



⑭ キャラメル(CA)

フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+1.00、+ 1.50、+ 2.00、+ 2.50、+ 3.00、+ 3.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm、奥行き 200mm(通常時)+20mm、レンズ横 49mm×縦27mm(内寸)、鼻幅 21mm
重量	26g (+1.50時)

CliC® readers

NEW COLOR

クリック リーダー [レギュラータイプ]

度数 +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50

キリッとシャープなスクエアシェイプ。
定番のレギュラータイプ。



⑮ グリーン(GN)



① ブラック(BK)



② ブラウン(BR)



③ クリア(CL)



④ レッド(RE)



⑤ パープル(PU)



⑥ ブルー(BL)



⑦ ピンク(PK)



⑧ クリアグレー(GR)



⑨ ターコイズ(TQ)

CliC® Expandable

クリック エクスパンダブル

度数 +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50

幅広金具を使用した
縦長のワイドサイズモデル。



X-2 ダークデミ(XDM)



X-1 ブラック(XBK)



X-3 クリア(XCL)



フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+1.00、+ 1.50、+ 2.00、+ 2.50、+ 3.00、+ 3.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140~145mm、奥行き 215mm(通常時)+20mm、レンズ横 49mm×縦27mm(内寸)、鼻幅 21mm
重量	28g (+1.50時)



CLiC® carina

クリック カリーナ

度数 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50

キラッと輝くピアス状の飾りパーツでファッション性UP!



CA-3 マットパープル(MPU-CA)

POINT

フレーム一本につき、ゴールドとシルバーの2種パーツ付き。ご自身で付け替え可能です。



CA-1 マットボルドー(MWR-CA)



CA-2 マットブルー(MBL-CA)



CA-5 マットピンク(MPK-CA)

フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+ 1.50、+ 2.00、+ 2.50、+ 3.00、+ 3.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm、奥行き 200mm(通常時)+20mm、レンズ横 49mm×縦27mm(内寸)、鼻幅 21mm
重量	26g (+1.50時)



CLiC® Euro

クリック ユーロ

度数 +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50

ヨーロッパアンテイストが漂う、流線型のフォルム。



E-3 ブラック&クリアー(EBC)



E-1 マットブラック(EMB)



E-2 ブラウン(EBR)



E-4 ボルドー(EWR)




E-5 アイスバーグ(EIG)



E-6 ジーンブルー(EJB)

POINT

ユーロシリーズは、他シリーズよりもテンプレート(つる)の形状・角度・カーブが、より深型になっています。



フレーム	ナイロン、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+1.00、+ 1.50、+ 2.00、+ 2.50、+ 3.00、+ 3.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm、奥行き 185mm(通常時)+20mm、レンズ横 53mm×縦26mm(内寸)、鼻幅 20mm
重量	26g (+1.50時)

cliC® vintage

クリック ヴィンテージ

度数 **+1.50** **+2.00** **+2.50** **+3.00**

都会的な印象の、
太めのボストン風フォルム。



V-7 ブラック (VBK)



V-2 エメラルドグリーン (VEG)

V-3 トートイス/クリアー (VTC)

V-4 ライトトートイス (VLT)



V-5 クリアグレー (VGR)

V-6 ボルドー (VWR)

フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+ 1.50、+ 2.00、+ 2.50、+ 3.00
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm 奥行き 200mm(通常時)+20mm レンズ横 45mm×縦37mm(内寸) 鼻幅 25mm
重量	30g (+1.50時)

cliC® EXE Vintage

遠近両用



VEX-3
トートイス/クリアー (VTC-EX)

クリック エグゼヴィンテージ

度数 **0.00/+1.50** **0.00/+2.00** **0.00/+2.50**

遠近両用のヴィンテージ、太めのボストン風フォルム。



VEX-2
エメラルドグリーン (VEG-EX)



VEX-4
ライトトートイス (VLT-EX)



VEX-5
クリアグレー (VGR-EX)



VEX-6 ボルドー (VWR-EX)



VEX-7 ブラック (VBK-EX)

フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石
レンズ	ポリカーボネート 凸面：ハードコート 凹面：ブルーライトカット反射防止 (AR) コート 可視光線透過率：92% 紫外線透過率：0.1%以下 青色光線透過率：75%
度数	0.00/+1.50、0.00/+2.00、0.00/+2.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm 奥行き 200mm(通常時)+20mm レンズ横 45mm×縦37mm(内寸) 鼻幅 25mm
重量	28g (+1.50時)



遠用部
度数なし

遠くを見る時
ごく普通に遠用部を通してご覧ください。

近用部
度数あり

近くを見る時
視線を少し下げ、近用部を通してご覧ください。

cliC® TUBE

クリック チューブ

度数 **+1.50** **+2.00** **+2.50** **+3.00** **+3.50**

ソフトなストレートテンプルは、
こめかみへのあたりを軽減。
サイズ調整も楽々。



T-4 ネイビーブルー (TNB)



T-1 マットブラック (TMB)

T-3 オリーブ (TOV)



フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石、エラストマー
レンズ	アクリル、ハードマルチ、反射防止コート付き
度数	+ 1.50、+ 2.00、+ 2.50、+ 3.00、+ 3.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 142mm 奥行き 185mm(通常時)+130mm レンズ横 55mm×縦30mm(内寸) 鼻幅 17mm
重量	26g (+1.50時)

cliC® EXE TUBE

遠近両用



TEX-3
オリーブ (TOV-EX)

クリック エグゼチューブ

度数 **0.00/+1.50** **0.00/+2.00** **0.00/+2.50**

遠近両用のチューブ、サイズ調整も楽々。



TEX-1
マットブラック (TMB-EX)



TEX-4
ネイビーブルー (TNB-EX)



フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石、エラストマー
レンズ	ポリカーボネート 凸面：ハードコート 凹面：ブルーライトカット反射防止 (AR) コート 可視光線透過率：92% 紫外線透過率：0.1%以下 青色光線透過率：75%
度数	0.00/+1.50、0.00/+2.00、0.00/+2.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 142mm 奥行き 185mm(通常時)+130mm レンズ横 55mm×縦30mm(内寸) 鼻幅 17mm
重量	24g (+1.50時)

cliC®

フレームに嵌め込まれた磁石で
メガネの掛け外しを行い
首に掛けておける老眼鏡



従来のメガネの概念を覆す画期的構造を持つフレーム "cliC (クリック)"

そのアイデアとデザインはアメリカ生まれ

"首にかけておき、必要な時にすぐ使用できる" という利便性と

"アクセサリ感覚で首にかけておける" というデザイン性から

"スタイリッシュな老眼鏡" として高く評価され、今なお世界各国で愛用されています

度数簡易検査表

■ 度数簡易検査表

・ご自身の老眼度数が不明な場合は右記の表をご使用ください。

■ 測定方法

- ・度数簡易検査表の左の文章を35cm程度離して裸眼で見てください。
- ・見えにくい、見えない文字の右の**度数**がご自身の度数目安となります。

■ ご注意

- ・老眼度数には左右差・個人差があります。
- ・上記の方法でご自身の度数がわからない、不明な場合はお近くの眼科・眼鏡店様にてご確認をお願い致します。

医療機器届出内容

届出番号 12B3X10005000001
分類 一般医療機器
一般的名称 眼鏡
類別名称 視力補正用眼鏡
販売名 クリックリーダー

製造販売元

株式会社オーケー光学
千葉県千葉市花見川区宇那谷町1504-9
第三種医療機器製造販売業許可番号:12B3X10005

〈文章〉
この老眼鏡は
高品質なフレームと
レンズを使用しており、
デザインは最高の掛け心地と

フィット感が得られる

スタイリッシュなシニアグラスです。

〈度数〉

+3.50

+3.00

+2.50

+2.00

+1.50

+1.00

■ パッケージ CliC オリジナルの箱でお渡しします。持ち運びに便利な収納ケース付き。




■ 装着方法 以下の手順で装着可能です。



1 メガネを首にかける

2 左右に開いてフロントの磁石を外す

3 ツル(テンブル)を後頭部に合わせて耳の上にかける



4 左右のフレームを顔の前に持ってくる

5 磁石を合わせて鼻にかける

別アングルからの見え方



・ツル(テンブル)部を持ち、左右にメガネを広げ、磁石を外します。



・磁石を外した状態で、メガネを首にかけます。



・メガネを上にならずしながら、ツル(テンブル)を耳の上にかけます。

■ ロゴ CliC の老眼鏡にはレンズ、側面、背面にロゴが入っています。



レンズ



側面



背面

cliic[®]
eyewear

cliic ブランドサイト

<https://clcreaders.jp>



cliic オンラインショップ

<https://cliic.theshop.jp>



発売元 **株式会社オーケー光学**

<https://www.ohkei.co.jp>

〒262-0003 千葉県千葉市花見川区宇那谷町1504-9

E-mail: ohkei@ohkei.co.jp

<商品に関するお問合せ>

株式会社オーケー光学 長沼商品センター

〒263-0005 千葉県千葉市稲毛区长沼町117-3

TEL:043-306-9057 FAX:043-306-9058

- 実際の商品とカタログの色は多少異なる場合がございます。
- 品質の改良・改善等を目的とし、予告なしに仕様その他を変更する場合がございます。

(2024年10月版)