



cliC[®]
eyewear

OHKEI optical



Pant
cliC

NEW
SERIES

クリック パントス

度数 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00

知的で洗練された、柔らかい印象を与える
細めのボストンモデル。



PS-5 パープルデミ/ブラック(PDB)



PS-1 クリアー/ブルーデミ(CBD)



PS-2 マットレッド/ブラックデミ(RBD)



PS-3 ブロンド/ブロンドデミ(BBD)



PS-4 オリーブ/マットクリアー(OMC)



METRO
cliC
FLEX

クリック メトロ

度数 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00

耳掛け部の角度や幅の
調整が可能なフレックスモデル。



MT-3 イエローデミ(MTYD)



MT-1 ブラウン(MTBR)



MT-2 クリアーデミ(MTCD)



MT-4 インサイドレッド(MTIR)

フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+ 1.50、+ 2.00、+ 2.50、+ 3.00
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 143mm、奥行き 208mm(通常時)+20mm、レンズ横 46mm×縦40mm(内寸)、鼻幅 22mm
重量	30g (+1.50時)

フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、チタン合金、エラストマー、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+1.50、+ 2.00、+ 2.50、+ 3.00
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 150mm、奥行き 205mm(通常時)+15mm、レンズ横 43mm×縦35mm(内寸)、鼻幅 23mm
重量	33g (+1.50時)



⑩ブロードデミ(BD)



⑪ボルドー(WR)



⑫レモンライム(LM)



⑬ピーチ(PH)



⑭キャラメル(CA)

フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+1.00、+1.50、+2.00、+2.50、+3.00、+3.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm、奥行き 200mm(通常時)+20mm、レンズ横 49mm×縦27mm(内寸)、鼻幅 21mm
重量	26g (+1.50時)

CLiC® readers

クリック リーダー [レギュラータイプ]

度数 +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50

キリッとシャープなスクエアシェイプ。
定番のレギュラータイプ。

NEW
COLOR



⑮グリーン(GN)



①ブラック(BK)



②ブラウン(BR)



③クリア(CL)



④レッド(RE)



⑤パープル(PU)



⑥ブルー(BL)



⑦ピンク(PK)



⑧クリアグレー(GR)



⑨ターコイズ(TQ)

CLiC® Expandable

クリック エクスパンダブル

度数 +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50

幅広金具を使用した
縦長のワイドサイズモデル。



X-2 ダークデミ(XDM)



X-1 ブラック(XBK)



X-3 クリア(XCL)



フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+1.00、+1.50、+2.00、+2.50、+3.00、+3.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140~145mm、奥行き 215mm(通常時)+20mm、レンズ横 49mm×縦27mm(内寸)、鼻幅 21mm
重量	28g (+1.50時)



cliC® carina

クリック カリーナ

度数 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50

キラッと輝くピアス状の飾りパーツでファッション性UP!



CA-3 マットパープル(MPU-CA)

POINT

フレーム一本につき、ゴールドとシルバーの2種パーツ付き。ご自身で付け替え可能です。



ゴールドパーツ



シルバーパーツ



パールパーツ



CA-1 マットボルドー(MWR-CA)



CA-2 マットブルー(MBL-CA)



CA-5 マットピンク(MPK-CA)

フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+ 1.50、+ 2.00、+ 2.50、+ 3.00、+ 3.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm、奥行き 200mm(通常時)+20mm、レンズ横 49mm×縦27mm(内寸)、鼻幅 21mm
重量	26g (+1.50時)



cliC® Euro

クリック ユーロ

度数 +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50

ヨーロッパアンテイストが漂う、流線型のフォルム。



E-3 ブラック&クリアー(EBC)



E-1 マットブラック(EMB)



E-2 ブラウン(EBR)



E-4 ボルドー(EWR)



E-5 アイスバーグ(EIG)



E-6 ジーンブルー(EJB)

POINT

ユーロシリーズは、他シリーズよりもテンプレ(つる)の形状・角度・カーブが、より深型になっています。



フレーム	ナイロン、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+ 1.00、+ 1.50、+ 2.00、+ 2.50、+ 3.00、+ 3.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm、奥行き 185mm(通常時)+20mm、レンズ横 53mm×縦26mm(内寸)、鼻幅 20mm
重量	26g (+1.50時)

CLiC® Vintage

クリック ヴィンテージ

度数 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00

都会的な印象の、
太めのボストン風フォルム。



V-7 ブラック (VBK)



V-2 エメラルドグリーン (VEG)

V-3 トートイス/クリアー (VTC)

V-4 ライトトートイス (VLT)



V-5 クリアグレー (VGR)

V-6 ボルドー (VWR)

フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石
レンズ	アクリル、ハードコート付き
度数	+1.50、+2.00、+2.50、+3.00
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm 奥行き 200mm(通常時)+20mm レンズ横 45mm×縦37mm(内寸) 鼻幅 25mm
重量	30g (+1.50時)

CLiC® EXTE Vintage

遠近両用



VEX-3
トートイス/クリアー (VTC-EX)

クリック エグゼヴィンテージ

度数 0.00/+1.50 0.00/+2.00 0.00/+2.50

遠近両用のヴィンテージ、太めのボストン風フォルム。



VEX-2
エメラルドグリーン (VEG-EX)

VEX-4
ライトトートイス (VLT-EX)

VEX-5
クリアグレー (VGR-EX)



VEX-6 ボルドー (VWR-EX)

VEX-7 ブラック (VBK-EX)

フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石
レンズ	ポリカーボネート 凸面：ハードコート 凹面：ブルーライトカット反射防止 (AR) コート 可視光線透過率：92% 紫外線透過率：0.1%以下 青色光線透過率：75%
度数	0.00/+1.50、0.00/+2.00、0.00/+2.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 140mm 奥行き 200mm(通常時)+20mm レンズ横 45mm×縦37mm(内寸) 鼻幅 25mm
重量	28g (+1.50時)



遠くを見る時
ごく普通に遠用部を通してご覧ください。

近くを見る時
視線を少し下げ、近用部を通してご覧ください。



CLiC® TUBE

クリック チューブ

度数 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50

ソフトなストレートテンプルは、
こめかみへのあたりを軽減。
サイズ調整も楽々。



T-4 ネイビーブルー (TNB)



T-1 マットブラック (TMB)

T-3 オリーブ (TOV)



フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石、エラストマー
レンズ	アクリル、ハードマルチ、反射防止コート付き
度数	+1.50、+2.00、+2.50、+3.00、+3.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 142mm 奥行き 185mm(通常時)+130mm レンズ横 55mm×縦30mm(内寸) 鼻幅 17mm
重量	26g (+1.50時)

CLiC® EXTE TUBE

遠近両用



TEX-3
オリーブ (TOV-EX)

クリック エグゼチューブ

度数 0.00/+1.50 0.00/+2.00 0.00/+2.50

遠近両用のチューブ、サイズ調整も楽々。



TEX-1
マットブラック (TMB-EX)

TEX-4
ネイビーブルー (TNB-EX)



フレーム	ナイロン、銅亜鉛ニッケル合金、磁石、エラストマー
レンズ	ポリカーボネート 凸面：ハードコート 凹面：ブルーライトカット反射防止 (AR) コート 可視光線透過率：92% 紫外線透過率：0.1%以下 青色光線透過率：75%
度数	0.00/+1.50、0.00/+2.00、0.00/+2.50
組み立て	日本製(レンズ加工、検品、梱包)
サイズ	フレーム横幅 142mm 奥行き 185mm(通常時)+130mm レンズ横 55mm×縦30mm(内寸) 鼻幅 17mm
重量	24g (+1.50時)

cliC®

フレームに嵌め込まれた磁石で
メガネの掛け外しを行い
首に掛けておける老眼鏡



従来のメガネの概念を覆す画期的構造を持つフレーム"cliC（クリック）"

そのアイデアとデザインはアメリカ生まれ

"首にかけておき、必要な時にすぐ使用できる"という利便性と

"アクセサリ感覚で首にかけておける"というデザイン性から

"スタイリッシュな老眼鏡"として高く評価され、今なお世界各国で愛用されています

度数簡易検査表

■ 度数簡易検査表

・ご自身の老眼度数が不明な場合は右記の表をご使用ください。

■ 測定方法

・度数簡易検査表の左の文章を35cm程度離して裸眼で見てください。
・見えにくい、見えない文字行の右の度数がご自身の度数目安となります。

■ ご注意

・老眼度数には、左右差・個人差があります。
・上記の方法でご自身の度数がわからない、不明な場合はお近くの眼科・眼鏡店様にてご確認をお願い致します。

〈文章〉

この老眼鏡は
高品質なフレームと
レンズを使用しており、
デザインは最高の掛け心地と

フィット感が得られる

スタイリッシュなシニアグラスです。

〈度数〉

+3.50
+3.00
+2.50
+2.00
+1.50
+1.00

医療機器届出内容

届出番号 12B3X10036000001
分類 一般医療機器
一般的名称 眼鏡
類別名称 視力矯正用眼鏡
販売名 クリックリーダー


製造販売元

株式会社オーケー光学
千葉県千葉市花見川区宇那谷町1504-9
第三種医療機器製造販売業許可番号:12B3X10036

■ パッケージ cliCオリジナルの箱でお渡しします。持ち運びに便利な収納ケース付き。



■ 装着方法 以下の手順で装着可能です。



別アングルからの見え方



■ ロゴ cliCの老眼鏡にはレンズ、側面、背面にロゴが入っています。



CLIC[®] eyewear

CLIC[®] ブランドサイト

<https://clcreaders.jp>



CLIC[®] オンラインショップ

<https://clic.theshop.jp>



発売元 **株式会社オーケー光学**

<https://www.ohkei.co.jp>

〒262-0003 千葉県千葉市花見川区宇那谷町1504-9

E-mail: ohkei@ohkei.co.jp

<商品に関するお問合せ>

株式会社オーケー光学 稲毛商品センター

〒263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町39

TEL:043-309-9837 FAX:043-309-9838

- 実際の商品とカタログの色は多少異なる場合がございます。
- 品質の改良・改善等を目的とし、予告なしに仕様その他を変更する場合がございます。

(2026年01月版)